



Be Right™



## Fülllösung, Referenz, 2,44 M KCl, 59 mL

Artikel-Nr.: 2965026  
CHF Preis: Kontakt  
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Fülllösung für Elektroden-Referenzelemente, Kaliumchlorid (KCl), 2,44 M, 59 mL Flasche und Dosierkappen

---

### Technische Daten

Beschreibung:	PHC281
Formula:	KCl 2,44 M
Plattform:	Lösung
Solution Type:	Nachfüllen
Volumen / Packungsgröße:	59 mL