



Silbernitrat-Standardlösung, 0,0141 N, 1 L

Artikel-Nr.: 31653 Gefahrstoffe

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen



Silbernitrat-Titrant für die Chlorid-Bestimmung mittels Bürettentitration. Hach Verfahren 8225. Verwendet Chlorid 2-Indikator-Pulverkissen (Bestell- Nr. 105766), um den Endpunkt anzuzeigen. 1 Liter Flasche.

Technische Daten

EPA konform: Ja

Messbereich: 500 - 25.000 Cl

Messbereich (2): $0 - 500 \text{ mg/L Cl}^{-1}$

Methode: Silbernitrat-Titration

Methode (Nummer): 8225

Plattform: Lösung