




Be Right™



Stativ, Sockel 178 x 330 mm

Artikel-Nr.: 32900
CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Der weiß emaillierte Sockel aus Gusseisen bietet einen vorteilhaften Hintergrund für die Beobachtung von Endpunkten. Dient auch als stabiler Halter für Büretten. Der Sockel ist 178 x 330 mm groß und mit einer 13 x 610 mm Aluminiumstange mit einer Gewindemutter ausgestattet.

Technische Daten

Volumen / Packungsgröße: 1 jeweils