



Be Right™



pH-Papier, pH-Messbereich 1,0 - 11,0

Artikel-Nr.: 39133
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Bietet eine einfache, schnelle und wirtschaftliche Methode für die pH-Messung. Scharfer Farbumschlag für jeweils 0,5 pH-Einheiten. Praktisch für die pH-Einstellung von Proben. Empfohlen für Abwasser, nicht aufbereitetes Wasser. Fünf 4,6-Meter-Rollen pro Packung.

Technische Daten

Messbereich: 1,0 - 11,0 pH-Messbereich
Volumen / Packungsgröße: 5 jeweils