



Be Right™



Pulverkissen mit Nitrat-Ionenstärke-Regler (ISA), 100/Pckg.

Artikel-Nr.: 4456369
CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Gefahrstoffe



Nitrat-Ionenstärke-Regler für die Nitratbestimmung mit Elektroden. Durch die Pulverform wird eine Verdünnung der Proben vermieden. Ideal für die Nitratbestimmung im niedrigen Konzentrationsbereich. Packung mit 100 Pulverkissen.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Beschreibung:	Pulverkissen mit Nitrat-Ionenstärke-Regler
Gebindeeinstellungen:	Powder Pillows
Konzentration:	ISA
Messbereich:	0,05 - 14.000 mg/L NO ₃ ⁻ -N
Methode:	Ionenselektive Elektrode
Parameter:	Nitrate
Volumen / Packungsgröße:	100 /pk