



**Be Right™**



## Thermometer, CSB

**Artikel-Nr.:** 4565500  
**CHF Preis:** Kontakt  
Kein Versanddatum angezeigt

Bimetall. Messuhr 0 bis 200 °C  $\pm 1$  %.

Teilungen in 2°-Schritten. Der Durchmesser der Sonde beträgt 0,15 Zoll.

---

### Technische Daten

Temperaturbereich: 0 °C - 200 °C  
Thermometer-Einteilung: 2 °C  
Volumen / Packungsgröße: 1 jeweils