



Be Right™



Griffinbecher, Glas, flache Form, 100 mL

Artikel-Nr.: 50042H

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Griffinbecher (flache Form) sind der Industriestandard für eine große Bandbreite an Anwendungen im Labor. Die Abstufungen werden per hochwertigem Siebdruckverfahren angezeigt. Abgerundete Kanten und ein geformter Ausgießer sorgen dafür, dass keine Flüssigkeit verschüttet wird. Autoklavierbar, ungiftig und biologisch inert

Technische Daten

Einheiten:	jeweils
Gehäusematerial:	Glas
Kapazität:	100 mL
Material:	Griffinbecher, Glas, flache Form