



## QL Filter, Porengröße 8 - 12 µm, Durchmesser 55 mm, rund, 100 Stück, qualitativ

Artikel-Nr.: 50652

**VERALTETER ARTIKEL**  
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

QL Filter werden für die Verwendung bei verschiedenen Referenzmethoden in der Umwelt- und Nasschemie empfohlen. Extrem reine Cellulosefilter werden speziell verarbeitet, für die Bestimmung und Identifizierung unbekannter Probenmaterialien.

---

### Technische Daten

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Durchmesser:             | 55 mm        |
| Material:                | Cellulose    |
| Volumen / Packungsgröße: | 100 /Packung |