



Be Right™



QL Filter, Porengröße 8 - 12 μ m, Durchmesser 110 mm, rund, 100 Stück, qualitativ

Artikel-Nr.: 50656
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

QL Filter werden für die Verwendung bei verschiedenen Referenzmethoden in der Umwelt- und Nasschemie empfohlen. Extrem reine Cellulosefilter werden speziell verarbeitet, für die Bestimmung und Identifizierung unbekannter Probenmaterialien.

Technische Daten

Durchmesser:	110 mm
Material:	Cellulose
Volumen / Packungsgröße:	100 /Packung