



Be Right™



QL Filter, Porengröße 8 - 12 µm, Durchmesser 150 mm, rund, 100 Stück, qualitativ

Artikel-Nr.: 50658
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

QL Filter werden für die Verwendung bei verschiedenen Referenzmethoden in der Umwelt- und Nasschemie empfohlen. Extrem reine Cellulosefilter werden speziell verarbeitet, für die Bestimmung und Identifizierung unbekannter Probenmaterialien.

Technische Daten

Durchmesser: 150 mm
Material: Cellulose
Volumen / Packungsgröße: 100 /Packung