



Cylinder, graduated, 10 mL +- 0.1 mL, 0.2 mL divisions (white markings)

Artikel-Nr.: 50838
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Calibrated "to deliver" glass cylinder. Single metric scale in durable white markings. Bumper guards included for all sizes ≥ 25 mL.

Technische Daten

Gehäusematerial:	Glass
Höhe:	135 mm
Kapazität:	10 mL
Messmethode:	To Deliver
Typ:	Single Metric
Volumen / Packungsgröße:	1 each
Zertifizierung:	Klasse B