




Be Right™



Zylinder, mit Skala, 25 mL \pm 0,3 mL, 0,5 mL Teilungen (weiße Markierungen)

Artikel-Nr.: 50840
CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Auf Auslauf („To Deliver“) kalibrierter Glaszylinder. Einzelne metrische Skala mit beständigen weißen Markierungen. Alle Größen \geq 25 mL werden mit Stoßschutzringen geliefert.

Technische Daten

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Gehäusematerial: | Glas |
| Kapazität: | 25 mL |
| Messmethode: | Auf Einlauf (To Contain) |
| Typ: | Single Metric |
| Volumen / Packungsgröße: | 1 jeweils |
| Zertifizierung: | Klasse B |