



Be Right™



Zylinder, mit Skala, 100 mL \pm 0,6 mL, 1,0 mL Teilungen (weiße Markierungen)

Artikel-Nr.: 50842
CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Auf Auslauf („To Deliver“) kalibrierter Glaszylinder. Einzelne metrische Skala mit beständigen weißen Markierungen. Alle Größen \geq 25 mL werden mit Stoßschutzringen geliefert.

Technische Daten

Gehäusematerial:	Glas
Höhe:	255 mm
Kapazität:	100 mL
Messmethode:	Auf Auslauf („To Deliver“)
Typ:	Single Metric
Volumen / Packungsgröße:	1 jeweils
Zertifizierung:	Klasse B