



Be Right™



Zylinder, mit Skala, 250 mL ± 4 mL, Teilung 2,0 mL (weiße Markierungen)

Artikel-Nr.: 50846
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Auf Ausguss („To Deliver“) kalibrierter Glaszylinder. Einzelne metrische Skala mit beständigen weißen Markierungen. Alle Größen ≥ 25 mL werden mit Stoßschutzringen geliefert.

Technische Daten

Gehäusematerial:	Glas
Höhe:	330 mm
Kapazität:	250 mL
Messmethode:	Auf Einguss (To Contain)
Typ:	Single Metric
Volumen / Packungsgröße:	1 jeweils
Zertifizierung:	Klasse B