



Be Right™



Scheidetrichter, Glas, 500 mL

Artikel-Nr.: 52049
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Birnenförmiger Scheidetrichter nach Squibb mit PTFE-Absperrhahn. Der durchsichtige Glaskörper ermöglicht die einfache Erkennung der Phasentrennung von nicht mischbaren Flüssigkeiten bis zum Absperrhahn. Äußerst chemikalienbeständig und vollständig autoklavierbar. Polyethylen hoher Dichte

Technische Daten

Kapazität: 500 mL
Volumen / Packungsgröße: 1 jeweils