



Bürettenbürste, 50 mL

Artikel-Nr.: **68600**

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Ideal geformt für die schnelle und gründliche Reinigung von Büretten und anderen ähnlich geformten Gefäßen. Der gewickelte verzinkte Stahldraht hält die ungebleichten weißen Nylonborsten. Der Bürstenteil ist 8 cm lang. Fächerspitze. Durchmesser 2,0 cm, Länge 91 cm

Technische Daten

Volumen / Packungsgröße: 1 jeweils