



Be Right™



Puffer-Pulverkissen, pH-Wert 4,50, 50 mL, 25 Stück

Artikel-Nr.:

89568

CHF Preis:

Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Gefahrstoffe



Für die Endpunkt-Standardisierung bei der Alkalinitätsbestimmung durch visuelle Titration. Probengröße: 50 mL. Packung mit 25 Pulverkissen

Technische Daten

Konzentration:

pH-Wert 4,5

Plattform:

Pulverkissen