



Be Right™



Schlauchkonverter-Set, Ultraturb auf TU5300 sc oder TU5400 sc

Artikel-Nr.:

LZY912

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Das Upgrade von einem Ultraturb auf einen TU5300 sc ist mit den Bestandteilen dieses Upgradesets einfach. Die Adapter verkleinern den Probenschlauch von den 13 mm des Ultraturb auf 0,25 Zoll OD, die sich in den Prozess-Turbidimetern der TU5-Serie nutzen lassen.