



Be Right™



KNF300 Pumpe, Service-Kit für 6 Monate

Artikel-Nr.: 19-KIT-110

CHF Preis: Kontakt

Verfügbar

Für BioTector Analysatoren der Serie 4 und B7000, die vor Juli 2014 geliefert wurden – Service-Kit, das alle 6 Monate für die routinemäßige Wartung der KNF 300 Umwälzpumpe verwendet wird

Technische Daten

Inhalt: Beinhaltet: PTFE-Diaphragma und NF300 O-Ring

Inhalt

Beinhaltet: PTFE-Diaphragma und NF300 O-Ring