



Fülllösung, Referenz, gesättigtes KCl, 500 mL

Artikel-Nr.: 25118049
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Fülllösung für Elektroden-Referenzelemente, Kaliumchlorid (KCl), gesättigt, 500 mL Flasche

Technische Daten

Beschreibung:	Red Rod
Formula:	Gesättigte KCl-Lösung
Plattform:	Lösung
Solution Type:	Nachfüllen
Volumen / Packungsgröße:	500 mL