



Chemkey Tests für Nitrit (25 Stück)

Artikel-Nr.: 9429300

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Chemkeys für die Bestimmung von Nitrit, Messbereich: 0,005 - 0,6 mg/L NO₂-N. Für portablen Parallel-Analysator (PPA) SL1000.

Technische Daten

Messbereich:	0.005 - 0.600 mg/L NO ₂ -N
Messgerät:	SL1000
Parameter:	Nitrit
Plattform:	Chemkeys
Volumen / Packungsgröße:	25 Stück