



Be Right™



Chemkey Tests für Monochloramin (25 Stück)

| | |
|---------------------|----------------|
| Artikel-Nr.: | 9429400 |
| CHF Preis: | Kontakt |
| Verfügbar | |

Chemkeys für die Bestimmung von Monochloramin, Messbereich: 0,04 - 4,0 mg/L Cl₂. Für portablen Parallel-Analysator (PPA) SL1000.

Technische Daten

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Messbereich: | 0,04 - 4,00 mg/L Cl ₂ |
| Parameter: | Monochloramin |
| Plattform: | Chemkeys |
| Volumen / Packungsgröße: | 25 Stück |