



Be Right™



## Ersatzkit mit 4 vormontierten Membranen 2956A, nur für Sauerstoffsensoren A1100 mit Kappe 33051-xT

Artikel-Nr.:

2956A-AT

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen



Enthält Elektrolyt, O-Ringe, Baumwollfilter und Reinigungswerkzeuge.

### Technische Daten

Lagerbedingungen:

Bei Raumtemperatur an einem trockenen Ort lagern

Messgerät:

Orbisphere A1100-S00T O2-Sensor, Orbisphere GA2x00-S00T O2-Sensor

Parameter:

O2