



Ersatzkit mit 4 vorgefüllten Patronen mit vormontierten Membranen 2956A, nur für A1100 Sauerstoffsensoren mit 33051-xT Kappe

Artikel-Nr.:

2956A-AT05

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen



Enthält O-Ringe und Reinigungswerkzeug. Spezieller Elektrolyt mit niedriger Konzentration.

Technische Daten

Lagerbedingungen:

Bei Raumtemperatur an einem trockenen Ort lagern

Messgerät:

Orbisphere A1100-S00T O2-Sensor, Orbisphere GA2x00-S00T O2-Sensor

Parameter:

O2