



USB-/Stromversorgungsmodul für 2100Q/2100Q IS & DR1900

Artikel-Nr.:	LZV813.99.00001
CHF Preis:	Kontakt
Verfügbar	

Das USB-/Stromversorgungsmodul ist ein optionales Zubehör für die portablen Trübungsmessgeräte 2100Q / 2100Q IS und das portable Spektralphotometer DR 1900.

Mit dem Modul stehen Ihnen zusätzliche Funktionalitäten zur Verfügung:

Datenübertragung zum PC in xml-Format

Datenübertragung zu CITIZEN PD-24 Drucker (2960100)

Arbeiten mit dem Messgerät im Netzbetrieb (100-240 VAC, 50/60 Hz) und Aufladen von NiMH Akkus (2971304)

Durchführung von Firmware-Updates

Schnelle Eingabe von Proben-ID und Anwender-ID mit optionalem Barcode-Scanner (LZV566)

Technische Daten

Gewährleistung:	24 Monate
Lieferumfang:	Modul, Modul-Abdeckung, Netzteil mit 4 Stecker-Adaptern, Standard USB-Kabel mit Mini-USB Anschluss, USB-Kabel Adapter (für Drucker-Anschluss), Anleitung.
Output Voltage:	9V
Stromeingang:	100 - 240 VAC, 50/60 Hz