



Ständer zur Trocknung von Glasgeräten, groß

Artikel-Nr.: 2089010

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Vinylbeschichteter Stahldraht-Trocknungsständer für Reagenzgläser, Küvetten, Kolben, Zylinder, Becher und andere Labor-Glasgeräte. Der Ständer kann stehend, liegend oder an der Wand angebracht verwendet werden. Eine integrierte Auffangwanne sorgt dafür, dass die Arbeitsfläche trocken bleibt. Zwei Modelle verfügbar: Ständer mit niedriger Kapazität für 26 Glasgeräte und Ständer mit hoher Kapazität für 90 Glasgeräte. Abmessungen: 47 x 18,4 x 48,3 cm.

*Die Abbildung zeigt den kleineren Trocknungsständer.

Enthält zweiundsiebzig 7,6 cm lange Stifte und achtzehn 12,7 cm lange Stifte für größere Glasgeräte

Technische Daten

Volumen / Packungsgröße: 1 each