



Drehteller, 12 Positionen, 50 mL & 150 mL Becher, AS1000

Artikel-Nr.: LZE203

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 3 Tagen

Drehteller für 50 mL & 150 mL Becher, 12 Positionen, für AS1000, ohne Becher

Technische Daten

Anzahl der Probenpositionen:	12
Gewährleistung:	24 Monate

Erforderliches Zubehör

- Becher-Set (5 Stück), 50 mL, PP (Item LZE108)
- Becher-Set (5 Stück), 150 mL, PP (Item LZE109)
- Magnetührstab, 20 x 6 mm (5 Stück) (Item LZE136)
- Becherring-Adapter, 50 mL, AS1000 (12 Stück) (Item LZE213)