



Be Right™



Drehteller, 30 Positionen, 50 mL Becher, AS1000

Artikel-Nr.: LZE202
CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 3 Tagen

Drehteller für 50 mL Becher, 30 Positionen, für AS1000, ohne Becher

Technische Daten

Anzahl der Probenpositionen: 30
Gewährleistung: 24 Monate

Erforderliches Zubehör

- Becher-Set (30 Stück), 50 mL, PP (Item LZE193)
- Magnetührstab, 12 x 4,5 mm (30 Stück) (Item LZE217)