



Be Right™



Pufferlösung, pH-Wert 4,01, 500 mL

Artikel-Nr.: 2283449.99
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Hochwertige Pufferlösung, rote Farbcodierung für einfaches Erkennen. Rückführbar auf NIST. Der pH-Wert ist $4,01 \pm 0,02$ bei 25 °C.

Technische Daten

Beschreibung:	Qualitäts Puffer-Lösung mit roter Farbcodierung (NIST)
Farbcodierung?:	Ja
Gebindeeinstellungen:	Flasche
Konzentration:	pH-Wert $4,01 \pm 0,02$
Parameter:	pH-Wert
pH Wert(e):	4,01
Plattform:	Lösung
Region:	EU
Volumen / Packungsgröße:	500 mL