



Be Right™



## SPADNS 2 (arsenfreie) Fluorid-Reagenzlösung, 3,78 L

Artikel-Nr.: 2947517

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Gefahrstoffe



Zur Bestimmung von Fluorid nach dem Hach SPADNS 2 Verfahren 10225. Die Formulierung des SPADNS 2 Reagenz beseitigt Störungen durch Chlor ohne Arsen. Messbereich: 0,02 - 2,00 mg/L F<sup>-</sup>. EPA-konform. 3,78 Liter Flasche

**Dieselbe Leistung wie beim herkömmlichen Hach SPADNS**

Nutzen Sie dieselben Hach Geräte, Testverfahren und Kalibrierkurven.

---

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	945
EPA konform:	Ja
Messbereich:	0,02 - 2,00 mg/L F <sup>-</sup>
Messgerät:	Alle außer DR900
Methode:	SPADNS 2
Methode (Nummer):	10225
Plattform:	Lösung