



Chemkey Tests für Härte, hoher Messbereich (25 Stück)

Artikel-Nr.:	8636300
CHF Preis:	Kontakt
Verfügbar	

Chemkeys für die Bestimmung der Härte, Messbereich 90 - 750 mg/L CaCO₃. Für portablen Parallel-Analysator (PPA) SL1000.

Technische Daten

Messbereich:	90 - 750 mg/L CaCO ₃
Parameter:	Härte
Plattform:	Chemkeys
Volumen / Packungsgröße:	25 Stück