



Chemkey Tests für Ortho-Phosphat, hoher Messbereich (25 Stück)

Artikel-Nr.:	8636500
CHF Preis:	Kontakt
Verfügbar	

Chemkeys für die Bestimmung von Ortho-Phosphat, Messbereich 2,0 - 30,0 mg/L PO₄. Für portablen Parallel-Analysator (PPA) SL1000.

Wenn Sie bereits ein SL1000 Messgerät verwenden, führen Sie bitte vor der Bestimmung von Ortho-Phosphat ein Software-Update durch (steht als Download auf der SL1000 Produktseite zur Verfügung).

Technische Daten

Messbereich:	2,0 - 30,0 mg/L PO ₄
Parameter:	Ortho-Phosphat
Plattform:	Chemkeys
Volumen / Packungsgröße:	25 Stück