



Be Right™



Chemkey Tests für Ortho-Phosphat, niedriger Messbereich (25 Stück)

Artikel-Nr.: 8636600
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Chemkeys für die Bestimmung von Ortho-Phosphat, Messbereich 0,20 - 4,00 mg/L PO₄. Für portablen Parallel-Analysator (PPA) SL1000.

Wenn Sie bereits ein SL1000 Messgerät verwenden, führen Sie bitte vor der Bestimmung von Ortho-Phosphat ein Software-Update durch (steht als Download auf der SL1000 Produktseite zur Verfügung).

Technische Daten

Messbereich:	0,20 - 4,00 mg/L PO ₄
Parameter:	Ortho-Phosphat
Plattform:	Chemkeys
Volumen / Packungsgröße:	25 Stück