



Be Right™



## Reduktionsmittel für Kesselwasser Pipettier-Test

Artikel-Nr.:

LCW250

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



Für Konzentrationen von 0,05-1,0 mg/L DEHA

---

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Beschreibung:	Reduktionsmittel für Kesselwasser (Sauerstoff-Fänger)
Lagerbedingungen:	15 - 25 °C
Messbereich:	0.05 - 1.0 mg/L DEHA
Methode:	Eisen-Reduktions-Methode
Parameter:	Reduktionsmittel