



Be Right™



## CSB TNT, 0 - 15000 mg/L O<sub>2</sub>

Artikel-Nr.: 2415951  
CHF Preis: Kontakt  
Verfügbar

Gefahrstoffe



Küvetten-Test (Ø 16 mm) komplett ausgestattet mit allen Reagenzien, optimiert für sichere Ergebnisse und einfache Durchführung. TNT = Test 'N Tube

16 mm TNT Tests können nur mit dem DR900 ausgewertet werden. Bei Fragen hilft Ihnen das Hach Tech Support Team gerne weiter.

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	25 (1 Küvette für Blindwert-Bestimmung erforderlich)
Bemerkungen:	16 mm TNT Tests können nur mit dem DR900 ausgewertet werden. Bei Fragen hilft Ihnen das Hach Tech Support Team gerne weiter.
Lagerbedingungen:	15 °C - 25 °C (lichtgeschützt lagern)
Messbereich:	200 - 15000 mg/L O <sub>2</sub>
Messgerät:	DR900
Methode:	Dichromat
Methode (Nummer):	8000
Parameter:	CSB
Plattform:	Test 'N Tube