



Be Right™



Chemkey-Reagenzien für freies Ammonium (25 Stück)

Artikel-Nr.: 9429500
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Chemkeys für freies Ammonium, Bereich 0,05 - 0,5 mg/L NH₃-N. Für den portablen Parallelanalysator (PPA) SL1000.

Technische Daten

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Messbereich: | 0,05 - 0,50 mg/L NH ₃ -N |
| Messgerät: | SL1000 Tragbarer Parallel-Analysator |
| Parameter: | Ammonium, frei |
| Plattform: | Chemkeys |
| Volumen / Packungsgröße: | 25 Stück |