



Mangan Pipettiertest 0,005 - 0,7 mg/L Mn

Artikel-Nr.: LCW632 Gefahrstoffe

CHF Preis: Kontakt Verfügbar



Cyanidfreies Reagenzienset für die Bestimmung von Mangan mittels TMB

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen: 50

Bemerkungen: 50 mm Rechteckküvette LZP341 erforderlich

Lagerbedingungen: 4 - 8 °C (lichtgeschützt lagern)

Messbereich: 0,005 - 0,7 mg/L Mn

Messbereich (2): Spurenbereich

Messgerät: DR3900, DR6000, DR2800, DR3800, DR5000

Methode: TMB
Parameter: Mangan
Plattform: LCW