



Be Right™



Titration-Anwendungs-Paket Getränke: pH-Wert, Gesamt-Säuregehalt in Bier, Kombucha, Erfrischungsgetränken, 1x 25 mL Spritze

Artikel-Nr.: AP0025.AT1102

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb 1 Woche

Anwendungs-Paket für die Bestimmung von pH-Wert und Gesamt-Säuregehalt in Erfrischungsgetränken, Bier und Kombucha. Geeignet für automatische Titratoren der Titralab AT1000 Serie, Modelle AT1102/AT1112/AT1122/AT1222.

Technische Daten

Anwendung:	Food & Beverage
Gewährleistung:	24 Monate
Inhalt:	Dieses Anwendungs-Paket enthält eine pH-Elektrode, einen USB-Stick mit vorprogrammierten Anwendungen, Messbecher aus Polypropylen, Magnetrührstäbe, Flaschenstopfen, einen konischen Adapter und eine (1) 25 mL Hochpräzisionsspritze aus Glas mit Spritzenring.
Kompatible Geräte:	Das AT1000 Gerät und die Reagenzien sind separat erhältlich.
	AT1102
	AT1112
	AT1122
Parameter:	pH-Wert, Gesamt-Säuregehalt
Syringe:	Single
Typ:	Application Pack

Inhalt

Dieses Anwendungs-Paket enthält eine pH-Elektrode, einen USB-Stick mit vorprogrammierten Anwendungen, Messbecher aus Polypropylen, Magnetrührstäbe, Flaschenstopfen, einen konischen Adapter und eine (1) 25 mL Hochpräzisionsspritze aus Glas mit Spritzenring. Das AT1000 Gerät und die Reagenzien sind separat erhältlich.