



## NA5600sc Online Natrium-Analysator, 1 Kanal, Schalttafel

Artikel-Nr.: LXV526.98.2011A

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

### **Lange Laufzeiten mit genauen Messungen geringer Natriumkonzentrationen und vorausschauender Diagnostik.**

Der neue Hach Natrium-Analysator NA5600sc überwacht geringste Natriumwerte durch eine verlässliche Online-Messtechnologie und integrierte automatische, zeitsparende Funktionen, wie Auto-Kalibrierung und automatische Elektrodenreaktivierung. Unabhängig davon, ob Sie Natrium in Dampf oder in Kesselwasser überprüfen, bietet das Natrium-Messgerät von Hach genaue Messungen in Echtzeit mit minimalem Platzbedarf für eine optimale Anwendung und geringen Aufwand.

- Geringerer Zeitaufwand: Um eine optimale Ansprechzeit und Genauigkeit aufrechtzuerhalten, ist der NA5600sc Analysator mit einer automatischen Elektrodenreaktivierung ausgestattet. Für die Reaktivierung werden ungefährliche Reagenzien verwendet, eine manuelle Reaktivierung oder ein Ätzen der Elektroden sind nicht mehr notwendig.

- Vermeidung von Ausfallzeiten: Vorausschauende Diagnosewerkzeuge wie die einzigartige Prognosys Technologie von Hach, LED-Warnleuchten und sehr gut erkennbare Hinweise tragen zur Vermeidung ungeplanter Ausfallzeiten bei.

### **Optimierung von Betriebs- und Ansprechzeit mit automatischer Elektrodenreaktivierung**

Um eine optimale Ansprechzeit und Genauigkeit aufrechtzuerhalten, ist der NA5600sc Analysator mit einer automatischen Elektrodenreaktivierung ausgestattet. Für die Reaktivierung werden ungefährliche Reagenzien verwendet, eine manuelle Reaktivierung oder ein Ätzen der Elektroden sind nicht mehr notwendig.

### **Platzsparendes Design**

Dank eines optimierten Geräte-Designs benötigt der Analysator nur eine kleine Standfläche und kann daher einfach in bestehende oder neue Messstationen integriert werden.

### **Geringer Wartungsaufwand**

Ein Auffüllen der Reagenzien ist nur alle 90 Tage erforderlich, Schläuche und Natrium-Elektrode werden jährlich ausgetauscht. Übersichtliche, schrittweise Anleitungen machen die Durchführung der Wartungsarbeiten am NA5600sc Natrium-Analysator einfach.

### **Vermeidung von Ausfallzeiten**

Vorausschauende Diagnosewerkzeuge, wie die innovative Prognosys-Technologie von Hach, LED-Warnleuchten und sehr gut erkennbare Hinweise tragen zur Vermeidung ungeplanter Ausfallzeiten bei.

---

## **Technische Daten**

Abmessungen: 681 mm x 452 mm x 254 mm (H x B x T)

Analoge Ausgänge: 6 x isoliert, 0 - 20 mA oder 4 - 20 mA; Lastimpedanz: 600 Ohm max.

Anschluss: 0,644 - 1,29 mm<sup>2</sup> (24 - 16 AWG) Leiter; 0,644 - 0,812 mm<sup>2</sup> (24 - 20 AWG) empfohlen, abgeschirmter Twisted-Pair-Leiter

Ansprechzeit: 0,1 ppb - 10 ppb: T90 ≤ 3 Minuten, T95 ≤ 4 Minuten

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | < 1 ppb - 100 ppb: T90 < 2 Minuten, T95 < 3 Minuten (ca. 150 s)                                                                                                                                                                                        |
| Anzahl Relais:                                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anzeige:                                        | 5,7" LCD, farbig                                                                                                                                                                                                                                       |
| Durchflussrate:                                 | 100 - 150 mL/min (6 - 9 L/h)                                                                                                                                                                                                                           |
| Eingang:                                        | Probenleitung und Proben-Bypass-Abfluss: 6 mm Außendurchmesser. Steckverbindung für Plastikschläuche<br><br>Reagenzien- und Gehäuseabfluss: 7/16 Zoll Innendurchmesser. Aufsteckverbindung für weiche Plastikschläuche                                 |
| Elektrische Sicherung:                          | Eingangsspannung: T 1,6 A, 250 V AC<br><br>Relais: T 5,0 A, 250 V                                                                                                                                                                                      |
| Elektroden-Typ:                                 | Natrium-ISE (ionenspezifische Elektrode)-Elektrode und Referenzelektrode mit KCl-Elektrolyt                                                                                                                                                            |
| Genauigkeit:                                    | 0,01 - 2 ppb: $\pm 0,1$ ppb<br><br>2 - 10.000 ppb: $\pm 5$ %                                                                                                                                                                                           |
| Gewährleistung:                                 | 24 Monate                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gewicht:                                        | 14 kg mit leeren Flaschen                                                                                                                                                                                                                              |
| Include Autocalibration?:                       | No                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Include Cation Kit?:                            | No                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Inhalt:                                         | Hach NA5600sc Natrium-Analysator, 1 Kanal, mit 1-Kanal-Installationskit und Benutzerhandbüchern, Referenzelektrode für Natrium, ionenselektive Natrium-Elektrode, leere DIPA-Flasche inkl. Deckel und Träger                                           |
| Kalibriermethode:                               | Automatisch mit bekannter Zugabe<br><br>Manuell: 1 oder 2 Punkte                                                                                                                                                                                       |
| Kanäle:                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lagerbedingungen:                               | -20 - 60 °C                                                                                                                                                                                                                                            |
| Load:                                           | 600 Ohm                                                                                                                                                                                                                                                |
| Material:                                       | Polyol-Gehäuse, PC-Tür, PC-Scharniere und -Klammern, 304/316 SST Hardware                                                                                                                                                                              |
| Max. Konzentration an Feststoffen in der Probe: | < 2 NTU, ohne Öl, ohne Fett<br><br>Beim Kesselprobenotyp Filter mit ca. 100 µm installieren                                                                                                                                                            |
| Messbereich:                                    | 0,01 ppb - 10.000 ppb                                                                                                                                                                                                                                  |
| Montage:                                        | Schalttafel                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nachweisgrenze:                                 | 0,01 ppb                                                                                                                                                                                                                                               |
| Number of analog outputs:                       | 6                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Optionen:                                       | Nur Analysator                                                                                                                                                                                                                                         |
| Parameter:                                      | Natrium                                                                                                                                                                                                                                                |
| pH Bereich:                                     | 6 - 10 pH                                                                                                                                                                                                                                              |
| Probendruck:                                    | 0,2 - 6 bar                                                                                                                                                                                                                                            |
| Probenkonditionierer:                           | Diisopropylamin (DIPA) (1 L/90 Tage) bei 25 °C für ein Proben-pH-Ziel von 10,5                                                                                                                                                                         |
| Probentemperatur:                               | 5 - 45 °C                                                                                                                                                                                                                                              |
| Relative Luftfeuchtigkeit:                      | 10 - 80 %, nicht kondensierend                                                                                                                                                                                                                         |
| Relay output:                                   | 6; Typ: Keine betriebenen SPDT-Relais, mit 5 A bei ohmscher Last ausgestattet, 240 V AC max.<br><br>Anschluss: 1,0 - 1,29 mm <sup>2</sup> (18 - 16 AWG) Leiter; 1,0 mm <sup>2</sup> (18 AWG) Volllitze empfohlen, 5 - 8 mm Außendurchmesser des Kabels |
| Säuregehalt:                                    | < 50 ppm                                                                                                                                                                                                                                               |

|                             |                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schnittstellen:             | < 0,1 ppb                                                                                     |
| Schutzklasse:               | IP65, PCBA Gehäuse                                                                            |
| Spannungsversorgung (Hz):   | 50/60 Hz                                                                                      |
| Spannungsversorgung (Volt): | 100 - 240 V AC                                                                                |
| Umgebungstemperatur:        | 5 - 50 °C                                                                                     |
| Verschmutzungsgrad:         | 2                                                                                             |
| Wartungs-Intervall:         | Alle 90 Tage: Elektrolyte, Reagenzien und Kalibrierlösung auffüllen                           |
| Wiederholbarkeit:           | < 0,02 ppb oder 1,5 % des Messwerts (der größere Wert zählt) mit einer Abweichung von ± 10 °C |

---

## Inhalt

Hach NA5600sc Natrium-Analysator, 1 Kanal, mit 1-Kanal-Installationskit und Benutzerhandbüchern, Referenzelektrode für Natrium, ionenselektive Natrium-Elektrode, leere DIPA-Flasche inkl. Deckel und Träger

---

## Erforderliches Zubehör

- Prognosys NA5600sc Lizenz-Kit (Item 8428000)