



Be Right™



AT1000 Spritzenvolumen-Verifizierungskit

Artikel-Nr.: LZE228

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb 1 Woche

Spritzenvolumen-Verifizierungskit für automatische Titratoren der Titralab AT1000 Serie

Technische Daten

Gewährleistung: 24 Monate

Inhalt: Das Kit enthält: Ständer, Kreuzmuffe und Klemme (LZE231); Schlauch, Pipettenspitze, Pipettenhalter und Schlauchspritzenhalter (LZE230); Aktivierungslizenz für Spritzenverifizierung (LZE229)

Inhalt

Das Kit enthält: Ständer, Kreuzmuffe und Klemme (LZE231); Schlauch, Pipettenspitze, Pipettenhalter und Schlauchspritzenhalter (LZE230); Aktivierungslizenz für Spritzenverifizierung (LZE229)