



Be Right™



Ortho-Phosphat Küvetten-Test 0,01 - 0,5 mg/L PO₄-P, 20 Bestimmungen

Artikel-Nr.:

LCK549

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



LCK Küvetten-Tests: Minimale Reagenzienmenge, maximale Sicherheit.

Gebrauchsfertiger Küvetten-Test mit vordosierten Reagenzien für die photometrische Auswertung. Maximale Sicherheit und einfaches Handling. Umweltschonend durch Minimierung der Reagenzienmenge.

Praktische Handhabung mit 50 mm Rechteck-Küvetten

Höchste Genauigkeit bei der Analyse von sehr geringen Konzentrationen

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	20
Gemäß Standard-Methode:	ISO 6878-1-1986, DIN 38405 D11-4
Lagerbedingungen:	15 - 25 °C
Messbereich:	0,01 - 0,5 mg/L PO ₄ -P
Messgerät:	DR3900, DR6000
Methode:	Phosphormolybdänblau
Parameter:	Phosphat, ortho (Spur)
Plattform:	LCK