



Farblösung für den EZ1031 Phosphat-Analysator, 2 L

Artikel-Nr.:

APPC1031-01-EU **Gefahrstoffe**

CHF Preis:

Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt



Gebrauchsfertige Reagenzien für Online-Analysatoren der EZ-Serie

Gebrauchsfertig

Hach EZ-Reagenzien sind sofort verwendbar mit den Online-Analysatoren der EZ-Serie. Da keine weitere Vorbereitung erforderlich ist, entfällt eine zusätzliche Fehlerquelle bei der Verwendung der EZ-Geräte und -Reagenziensysteme.

Vertrauen in Ihre Ergebnisse

Reduzieren Sie die Fehlerquellen in Ihrem Arbeitsablauf, um die Zuverlässigkeit Ihrer Ergebnisse zu erhöhen.

Geringere Komplexität

Durch Verwendung gebrauchsfertiger EZ-Reagenziensätze von Hach kann die Anzahl der Bearbeitungsschritte in Zusammenhang mit Ihren Analysegeräten erheblich reduziert werden, was einen geringeren Zeitaufwand und weniger Komplexität bedeutet.

Technische Daten

Parameter:	Phosphat
Volumen / Packungsgröße:	2 L