



Hach 9525sc DCCP-System, spezifische Leitfähigkeit, kationische Leitfähigkeit, berechneter pH-Wert und entgaste kationische Leitfähigkeit

Artikel-Nr.: 9525.99.20CCDG

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Einfache Integration. Einfache Bedienung.

Diese aktualisierte Version des Analysators für entgaste Kationenleitfähigkeit (DCCP) von Hach misst neben der entgasten kationischen Leitfähigkeit (DCC) die spezifische Leitfähigkeit (SC), die kationische Leitfähigkeit (CC) und den berechneten pH-Wert nach der CO₂-Entfernung aus dem Probenstrom. Diese umfassende Lösung spart Ihnen Zeit bei Planung, Einbau, Schulung, Wartung, Betrieb sowie Inbetriebnahme und schützt gleichzeitig Ihre wichtigsten Anlagen und Geräte.

- Unter Berücksichtigung hoher Bediensicherheit entwickelt
- Kompakte Bauweise zur Wandmontage
- Gemäß ASTM D4519

Zuverlässige Messungen

Eine neue Möglichkeit der Überwachung, basierend auf dem vom Polymetron 9523 + DCCP berechneten pH-Wert, liefert zuverlässige Ergebnisse, die Ihnen wertvolle Zeit und Mühe ersparen.

Zeitersparnis bei Einrichtung und Wartung

Die Installation des Entgasungs-Leitfähigkeits-Systems sowie die Einrichtung mit Geräten für spezifische und kationische Leitfähigkeit sind einfach, und der jährliche Wartungsbedarf ist gering.

Flexibles und kompaktes Design

Der Polymetron 9523 Analysator für kationische Leitfähigkeit kann mit dem Entgasungs-Leitfähigkeits-System in einem einzigen Panel zusammengefasst oder getrennt angewendet werden, um den Anforderungen jedes Kunden gerecht zu werden.

Vereinfachen Sie die Schulung

Dank der Nutzung nur einer Plattform wird die Produktbedienung schneller erlernt, und neue Systeme können früher eingesetzt werden.

Technische Daten

Betriebsbedingungen:	Empfohlene Betriebstemperatur: 23 - 27 °C
Durchfluss:	100 - 150 mL/min (6 - 9 L/h)
Gehäuse-Schutzklasse:	IP66 / NEMA 4X
Genauigkeit:	< 2 %
Gewährleistung:	24 Monate
Gewicht:	50 kg
Includes 9523sc:	Ja

Inhalt:	Kit beinhaltet (je 1 Stück): 9525.99.0020 Polymetron 9525 Entgasungssystem, 9523.99.09P4 Polymetron 9523 Analysator für pH-Wert-Kalkulation über spezifische und kationische Leitfähigkeit, mit 5 x 4 - 20 mA Ausgängen, 100 - 240 V AC, 9525.99.7040 Erweiterungs-Panel-Kit für das Entgasungssystem
Lagerbedingungen:	0 - 50 °C 0 - 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Messbereich LF:	0,01 - 200 µS/cm
Parameter:	Entgaste kationische Leitfähigkeit, spezifische Leitfähigkeit, kationische Leitfähigkeit, berechneter pH-Wert
Regenerative Cooling:	Nein
Region:	EU
Spannungsversorgung (Hz):	50/60 Hz
Spannungsversorgung (Volt):	100 - 240 V AC
Umgebungstemperatur:	2 - 50 °C
Zellkonstante:	0,01 cm ⁻¹

Inhalt

Kit beinhaltet (je 1 Stück): 9525.99.0020 Polymetron 9525 Entgasungssystem, 9523.99.09P4 Polymetron 9523 Analysator für pH-Wert-Kalkulation über spezifische und kationische Leitfähigkeit, mit 5 x 4 - 20 mA Ausgängen, 100 - 240 V AC, 9525.99.7040 Erweiterungs-Panel-Kit für das Entgasungssystem