



Be Right™



Bariumchloridlösung, 0,1 M, für den EZ1036 Sulfat-Analysator

Artikel-Nr.: **APPC1036-02-EU**
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Gebrauchsfertige Reagenzien für Online-Analysatoren der EZ-Serie

Gebrauchsfertig

Hach EZ-Reagenzien sind sofort verwendbar mit den Online-Analysatoren der EZ-Serie. Da keine weitere Vorbereitung erforderlich ist, entfällt eine zusätzliche Fehlerquelle bei der Verwendung der EZ-Geräte und -Reagenziensysteme.

Vertrauen in Ihre Ergebnisse

Reduzieren Sie die Fehlerquellen in Ihrem Arbeitsablauf, um die Zuverlässigkeit Ihrer Ergebnisse zu erhöhen.

Geringere Komplexität

Durch Verwendung gebrauchsfertiger EZ-Reagenziensätze von Hach kann die Anzahl der Bearbeitungsschritte in Zusammenhang mit Ihren Analysegeräten erheblich reduziert werden, was einen geringeren Zeitaufwand und weniger Komplexität bedeutet.

Technische Daten

Parameter:	Sulfat
Volumen / Packungsgröße:	2 L