



Be Right™



Mastbefestigungszubehör, Edelstahl, 10 cm Halterung, Nitratax sc, NT3100sc, NT3200sc

Artikel-Nr.: LZY714.99.53220

CHF Preis: Kontakt

Verfügbar

Mastbefestigungszubehör für Nitratax und NT3100sc/NT3200sc Sonden, Edelstahl. Einschließlich 10 cm Edelstahlhalterung und 2 m Edelstahlmast.

Für die Sonden Nitratax plus sc (LXV417.99.x0001), Nitratax clear sc (LXV420.99.50001) und NT3100sc/NT3200sc (LXV448.99.xx001) geeignet.

Technische Daten

Durchmesser:	40 mm
Gewicht:	Nur Hubteil: 6,4 kg
Länge:	Mast: 2.000 mm
Material:	Nussteile: Mast SS 1.4301; Sensoradapter SS 1.4308; Dichtungen EPDM; Schraubensatz SS.
Messgerät:	Nitratax plus sc, Nitratax clear sc