



Beckenrandbefestigung NISE, Wandbefest. 24cm, Edelst. Rohr, 2m

Artikel-Nr.: **LZY714.99.32220**

CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 3 Tagen

Technische Daten

Durchmesser:	40 mm
Gewicht:	Nur nichttragende Teile: 6,8 kg
Länge:	Gesamt-Länge: 2000 mm
Material:	Medienberührte Teile: Rohr Edelstahl 1.4301; Sensor Adapter Kit Edelstahl 1.4301 & PVC; Dichtungen EPDM; Schraubenset Edelstahl
Messgerät:	NISE Sensoren
Sprachen Bedienungsanleitung:	Non-verbale Montageanleitung