



Be Right™



Befestigung Filterprobe/FILTRAX, Wandbefest. 24cm + Edelstahl Rohr 2m

Artikel-Nr.: LZY714.99.42020
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Technische Daten

Durchmesser:	40 mm
Gewicht:	Nur nichttragende Teile: 5,5 kg
Länge:	Gesamt-Länge: 2000 mm
Material:	Medienberührte Teile: Rohr Edelstahl 1.4301; Dichtungen EPDM; Schraubenset Edelstahl
Messgerät:	FILTERPROBE sc, FILTRAX, SIGMATA X
Sprachen Bedienungsanleitung:	Non-verbale Montageanleitung