



Beckenrandbefestigung organisch, Wandbefest. 24cm + Edelst. Rohr, 2m

Artikel-Nr.: **LZY714.99.52520**

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 3 Tagen

Edelstahl Beckenrandbefestigungs-Set für UVAS Sensor, Wandmontage. Inkl. 24 cm Edelstahlklammer und 2 m Edelstahl-Stange.

Geeignet für UVAS plus (LXV418.99.x0001).

Technische Daten

Durchmesser:	40 mm
Gewicht:	Nur tragende Teile: 6,4 kg
Länge:	Rohr: 2000 mm
Material:	Medienberührende Teile: Rohr Edelstahl 1.4301; Sondenadapter Edelstahl 1.4308; Dichtungen EPDM; Schraubenset Edelstahl
Messgerät:	Geeignet für alle UVAS Sonden.