



Be Right™



Puffer-Pulverkissen, pH 4,01, rote Farbcodierung, 250 Stück

Artikel-Nr.: 2226964

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

pH-Puffer-Standardlösungen für Analysen im Labor und im Außeneinsatz

pH-Puffer-Pulverkissen für die Kalibrierung von pH-Elektroden. Jedes Pulverkissen ergibt 50 mL frischer Pufferlösung. Farbcodiert – für einfaches Erkennen (rot). Der pH-Wert ist $4,01 \pm 0,02$ bei 25 °C. Packung mit 250 Pulverkissen.

Auf NIST-Standardreferenzmaterialien rückführbar

Ob im Labor oder im Außeneinsatz – es kommt immer darauf an, verlässliche Messergebnisse zu erhalten. Die Qualität der verwendeten Standard-pH-Pufferlösungen ist entscheidend.

Für die Verwendung mit Messgeräten aus dem Hach Portfolio und mit anderen Messgeräten entwickelt

Grundlegend für genaue pH-Messungen ist, dass die pH-Elektrode gut gepflegt und kalibriert wird.

Zuverlässige Verpackung

In einer luftdichten Verpackung zur Sicherstellung der garantierten Haltbarkeit

Technische Daten

| | |
|--------------------------|---|
| Bemerkungen: | Entsorgen Sie die zubereitete Lösung nach Gebrauch. |
| Beschreibung: | pH-Puffer-Kalibrierreagenz |
| Farbkodierung?: | Ja |
| Gebindeeinstellungen: | Pulverkissen |
| Lagerbedingungen: | 10 - 25 °C (vor Licht schützen) |
| Parameter: | pH |
| pH Wert(e): | pH-Wert $4,01 \pm 0,02$ bei 25 °C |
| Rückführbar auf NIST : | Ja |
| Volumen / Packungsgröße: | 250 Stück |