



Be Right™



## Puffer-Pulverkissen, pH 7,00, gelbe Farbcodierung, 250 Stück

Artikel-Nr.: 2227064  
CHF Preis: Kontakt  
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Gefahrstoffe



### pH-Puffer-Standardlösungen für Analysen im Labor und im Außeneinsatz

pH-Puffer-Pulverkissen für die Kalibrierung von pH-Elektroden. Jedes Pulverkissen ergibt 50 mL frischer Pufferlösung. Farbcodiert – für einfaches Erkennen (gelb). Der pH-Wert ist  $7,00 \pm 0,02$  bei 25 °C. Packung mit 250 Pulverkissen.

#### Auf NIST-Standardreferenzmaterialien rückführbar

Ob im Labor oder im Außeneinsatz – es kommt immer darauf an, verlässliche Messergebnisse zu erhalten. Die Qualität der verwendeten Standard-pH-Pufferlösungen ist entscheidend.

#### Für die Verwendung mit Messgeräten aus dem Hach Portfolio und mit anderen Messgeräten entwickelt

Grundlegend für genaue pH-Messungen ist, dass die pH-Elektrode gut gepflegt und kalibriert wird.

#### Zuverlässige Verpackung

In einer luftdichten Verpackung zur Sicherstellung der garantierten Haltbarkeit

---

### Technische Daten

Bemerkungen:	Entsorgen Sie die zubereitete Lösung nach Gebrauch.
Beschreibung:	pH-Puffer-Kalibrierreagenz
Farbkodierung?:	Ja
Gebindeeinstellungen:	Pulverkissen
Lagerbedingungen:	10 - 25 °C (vor Licht schützen)
Parameter:	pH
pH Wert(e):	pH-Wert $7,00 \pm 0,02$ bei 25 °C
Rückführbar auf NIST :	Ja
Volumen / Packungsgröße:	250 Stück